


HEALTH CONNECT

Siden Fitbit-enheten allerede registrerer skritt, må den tilsvarende funksjonen i appen "Health Connect" forbli deaktivert. Ellers kan det oppstå et avvik mellom skrittene som registreres av Fitbit (når armbåndet er på) og de som registreres av Health Connect (som kun registreres når man har med seg telefonen).


Av denne grunn må funksjonen i appen holdes deaktivert.

Nedenfor vises et skjermbilde som bekrefter at funksjonen IKKE er AKTIVERT (for å se dette, gå til *Profil*-delen; du finner det under *Innstillinger*).



Hvis funksjonen ved en feil skulle bli aktivert, ber vi deg vennligst deaktivere den.

Når den er aktivert, vises den på følgende måte:



For å deaktivere den må du trykke på bryteren ved siden av Health Connect. Det vil dukke opp en melding som spør: «Er du sikker på at du vil deaktivere appen?»



Du må velge «Ja», og du vil se at bryteren ikke lenger er aktivert, men slukket (den blir grå).