



Profesional Sanitario (PS) para MyHealthEnabler (MHE) - Guía del usuario (Journl)



¿Qué es "Journl"?	2
Iniciar sesión como usuario por primera vez	3
Cerrar sesión	5

¿Qué es "Journal"?

La aplicación Journal permite a los profesionales de la salud acceder a los datos de salud de sus pacientes. Esto les permite mantenerse informados sobre el estado de sus pacientes y continuar con los tratamientos.


Iniciar sesión como usuario por primera vez

La aplicación Journl permite a los profesionales de la salud acceder a los datos de salud de sus pacientes. Esto les permite mantenerse informados sobre el estado de sus pacientes y continuar con sus tratamientos.

Iniciar sesión como usuario por primera vez

1. Abra la aplicación Journl
2. Seleccione "Inicio de sesión para profesionales"
3. Seleccione "Crane" como proyecto en el menú desplegable
4. Ingrese las credenciales de usuario de prueba en los campos de nombre de usuario y contraseña que le fueron proporcionados previamente
5. Pulse "Iniciar sesión"

Una vez que haya iniciado sesión, se le presentarán dos menús principales: **Ciudadanos** y **Más**, ubicados en la parte inferior de la pantalla.





The screenshot shows the Journl mobile application interface. At the top, the status bar displays the time 07:53, signal strength, and 93% battery. The app header features the 'Journl' logo and a globe icon. Below the header are two buttons: 'Patient login' and 'Clinician login'. The main section is titled 'Log in with your credentials' and includes the instruction: 'Enter your username and password, then press the button below to continue.' There are three input fields: 'Select Project' (a dropdown menu), 'Username', and 'Password'. A 'Log in' button is positioned at the bottom of the form.

Explorar el menú Ciudadanos

El menú **Ciudadanos** muestra una lista de sus pacientes conectados.

Conectar a un ciudadano

1. Se muestra una lista de ciudadanos con su nombre y un ID único
2. Para ver los datos de un ciudadano, localice al ciudadano en la lista y selecciónelo tocando su recuadro gris
3. Se mostrarán los datos del ciudadano, como los parámetros vitales, junto con la fecha de cada medición
4. Haga clic en el ícono de flecha en la esquina superior izquierda para volver a la lista completa de todos los ciudadanos



Cerrar sesión

Para cerrar sesión en la aplicación, vaya a **"Más"** en la barra de menú, luego haga clic en **"Perfil e inicio de sesión"** y después en **"Cerrar sesión"**.

